

Hollister uridomer


En sikker og hudvenlig løsning

Uridomer med længere bæretid – latex

Uridom med længere bæretid designet til mænd.

- Hjælper med at beskytte huden med en indre klap, der forhindrer tilbageløb af urin
- Hudvenlig klæber der hjælper med at maksimere bæretiden og forhindrer at uridomet løsner sig under brug
- Designet til at være nemt at sætte på, nemt at bruge og nemt at fjerne
- Designet til at hjælpe med fri tømning af urin. Uridomet har dobbeltfoldning for at modstå knæk og vridning
- Passer til de fleste ben- og natposer
- Gradueret spids hjælper med at opnå en sikker samling
- Indeholder naturgummilatex

Ref	Størrelse	Æske med	Farvekode
9206	22 - 25 mm	30 stk.	
9207	26 - 30 mm	30 stk.	
9208	31 - 35 mm	30 stk.	
9209	36 - 39 mm	30 stk.	



Få mere information på www.hollister.dk eller bestil en vareprøve ved at kontakte kundeservice på tlf.: 4846 5100 eller hollister.dk@hollister.com